

PASSO A PASSO

# AUTOTESTE HIV




## A caixa contém:


Guia do usuário



Tubo com solução diluente



Swab para coleta da amostra




Instrução de uso



Cartão de Resultado



Tira teste.




Saco para descarte




## Fazendo seu teste:


1 Inverter 3 vezes



2 Insira o tubo




3 Retire o SWAB




4 Passe 10 vezes de um canto a outro




5 Movimento a tira para cima e para baixo 10 vezes




6 Retire o SWAB




7




8 Insira a fita no tubo



9 Conte o tempo



10 Coloque a fita no leitor



11

Atenção para o tempo!


O resultado deve ser lido entre 20 e 30 minutos, a leitura após 30 minutos pode indicar um resultado incorreto.



ESPERAR




LER 20 MINUTOS



NÃO REALIZAR A LEITURA APÓS 30 MINUTOS

12

Interpretando o resultado



Negativo / Não reagente

Positivo / Reagente

Inválido