

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA</b> <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b> <b>Serviço de Enfermagem</b>	Procedimento Operacional Padrão Nº 25
<b>TÍTULO:</b> Teste de Gravidez		
<b>Emitido por:</b> Vide colaboradores	<b>Analisado por:</b> Roseli Aparecida Guerra	<b>Aprovado por:</b> Ligia Regina da Costa
<b>Emitido em:</b> Outubro 2019	<b>Validado em:</b> Outubro 2023	<b>Revisão em:</b> Outubro 2025
<b>Objetivo:</b> Diagnóstico precoce de Gravidez.		

### Definição

**Finalidade:** É um teste de triagem qualitativo, para determinação por imunocromatografia da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em soro ou urina, como auxílio da detecção precoce da gravidez.

### Profissionais envolvidos

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

### Materiais Necessários:

Tira reagentes teste rápido HCG urinário;  
 Luvas de procedimento;  
 Recipiente pequeno descartável limpo e seco;  
 Relógio/cronometro;  
 Caneta.

Os auxiliares e técnicos de enfermagem podem realizar o primeiro atendimento à mulher com atraso menstrual e fazer o teste de gravidez, encaminhando a paciente para o enfermeiro nos casos positivos ou negativos para ser realizado as orientações específicas.

### Procedimento:

- Lavar as mãos antes e depois do procedimento conforme POP 01;
- Se certificar que a usuária possui atraso menstrual no mínimo 7 dias;
- Reunir o material;
- Verificar a data de validade do teste ,seguir orientações conforme bula, considerando que cada laboratório produz testes com especificações próprias;

- Identificar o recipiente com o nome e SIS da usuária;
- Informar a usuária sobre o teste;
- Entregar o frasco para a paciente;
- Orientar coletar a urina em recipiente, limpo e seco, não sendo necessário transbordar;
- Abrir a embalagem e identificar a tira;
- Calçar luvas de procedimento;
- Submergir a tira teste na amostra urina até a metade da área destinada a esse fim deixar a fita submersa conforme a bula do fabricante, com as setas voltadas para baixo;
- Remover a tira reagente de dentro da amostra e colocá-la em uma superfície plana e seca;
- Aguardar o período indicado pelo fabricante para realizar a leitura e interpretação do resultado;
- Orientar a paciente para desprezar a urina no vaso sanitário e descartar o recipiente no cesto de lixo do banheiro;
- Descartar as luvas e a fita em lixo biológico;
- Interpretar o resultado;
- Informar à paciente sobre o resultado do teste verbalmente e por escrito;
- Realizar anotações PEC (Prontuário Eletrônico do cidadão);
- Oferecer realização do pré-natal, se resultado positivo.

**Observações:**

- Todas as amostras devem ser tratadas como sendo potencialmente contaminadas;
- Somente abrir a embalagem da tira reagente de teste na hora de sua utilização;
- Não utilizar a tira de teste após a data de vencimento indicada no rótulo e na embalagem do produto;
- Quando resultado for negativo e existir suspeita gravidez, amostra urina da manhã deve ser colhida 48-72 horas e testada;
- Medicamentos para fertilidade contendo hcg podem gerar resultados falso positivo/ falso negativo quando níveis hcg estão abaixo do nível;
- HCG, pode permanecer detectável, depois de alguns dias e até mesmo meses após o parto, abortos espontâneos ou injeção hcg;
- O Resultado deve ser avaliado pelo enfermeiro e o laudo assinado juntamente com o técnico de enfermagem caso o mesmo tenha realizado o teste.

## Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Teste Rápido de gravidez na Atenção Básica: guia técnico./Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações programáticas Estratégicas. Brasília:2014.

Bula laboratório biocon – Disponível na caixa do teste.

COREN SP. Anotação de Enfermagem, COREN SP, Setembro de 2022.

COREN-SP. Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, Módulo 1: Saúde da Mulher, 2019 – São Paulo.

Protocolo de pré-natal – área de atenção à saúde da mulher. Prefeitura Municipal de Sorocaba, 2012.